

# Seria LM Flow

System terapii wysokoprzepływowej ze zintegrowanym nawilżaczem



Nazwa Urządzenia

LM Flow

LM Flow 100

Numer Produktu

302010004

302010003

## Akcesoria

Wózek do serii LM Flow	402300020	Kaniula nosowa dla dorosłych	
System podgrzewanych rur do oddychania z komorą wodną (jednorazowe)	303030017	Rozmiar S	lmhfc2003
		Rozmiar M	lmhfc2002
		Rozmiar L	lmhfc2001
System podgrzewanych rur do oddychania bez komory wodnej (jednorazowe)	313030017	Kaniula nosowa dla dzieci	
		Rozmiar S	lmhfc2006
		Rozmiar M	lmhfc2005
		Rozmiar L	lmhfc2004
Komorą wodną (wielokrotnego użytku)	303040002	Adapter tracheostomijny	303030007
Akcesoria do komory wodnej	501010141	Jednostka dezynfekująca	303030010
Łokieć		Zestaw do dezynfekcji	303030011

## Dane techniczne

Klasa produktu zgodnie z 93/42 / WE	Ila
Wymiary szer. x wys. x gł. (mm)	LM Flow: 300 x 197 x 165 mm LM Flow 100: 358 x 197 x 165 mm
Waga	LM Flow: 2 kg LM Flow 100: 2.5 kg
Maksymalny przepływ	10-80 l/min (Tryb: dorośli), 31°C, 34 °C, 37° C 2-25l/min (Tryb: dzieci), 34 °C
Zakres przepływu	2 - 80 l/min
Docelowe ustawienia temperatury	31, 34, 37 °C
Poziom ciśnienia akustycznego sygnału alarmowego	Alarm o głośności 45 dBA w odległości jednego (1) metra
Seria nawilżania LM Flow	> 33 mg/l (2~60 l/min.37°C) > 10 mg/l (2~60 l/min.34°C) > 10 mg/l (2~60 l/min.34°C)
Czas nagrzewania	10 minut do 31°C 30 minut do 37°C (z komorą nawilżającą o przepływie 35 l / min i początkową temperaturą 23 ± 2 ° C)
Najwyższa temperatura dostarczanego gazu	43 °C
Dokładność pomiaru tlenu	21%~100%± 3%
Max. pojemność komory wodnej	≤ 90ml automatycznie napełniająca się komora wodna (warunki kliniczne) ≤ 500ml komora wodna w warunkach opieki domowej
Pomiar tlenu	Bezobsługowy czujnik ultradźwiękowy
Zasilanie	220VAC±22V, 50Hz±1 Hz
Bezpiecznik	F1 : 0451 005.(5N125V) LAC1, LAC2: MEF F3.15A 250V

CE 0044

**med7even**  
MEDICAL EQUIPMENT & SERVICE

DYSTRYBUCJA:  
Medseven Sp. z o.o.  
ul. Szosa Gdańska 19  
86 - 031 Osielsko  
NIP: 554 278 54 31  
REGON:340416272  
email:  
kontakt@medseven.eu  
tel: +48 733 243 533

**LÖWENSTEIN**  
medical

